



รายละเอียดสินค้า

หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น

PRESTAN MANIKIN (SINGLE) ADULT WITH CPR MONITOR

รหัส PP AM 100M MS

รายละเอียด

1. หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ครั้งตัวขนาดครึ่งตัวแบบมีไฟแสดงผล โดยสามารถฝึกการปฏิบัติได้ดังนี้

1.1 สามารถบีบจมูกเพื่อฝึกการช่วยหายใจได้

1.2 สามารถฝึกปฏิบัติการช่วยหายใจ โดยการดันคางขึ้นร่วมกับการกดหน้าผากให้หน้าแน่น เพื่อเปิดทางเดินหายใจ

1.3 มีโครงสร้างส่วนนูนของกระดูกไหปลาร้า (COLLAR BONE) ที่ชัดเจนตามกายวิภาคตาม

ตำแหน่งในการฝึกทำ CPR

- 1.4 ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหัวนม XYPHOID PROCESS ตามตำแหน่งของสันมือที่วางอยู่บนกระดูกหน้าอกนี้จะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องในการปั๊มหัวใจและโครงสร้างกระดูกหน้าอกที่สามารถติดแผ่น PAD ตามหลักการของตำแหน่งการวางแผ่น PAD สำหรับเครื่องช่วยสาธิตการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้
2. ใช้ในการฝึกการช่วยหายใจ โดยติดตั้งท่อทางเดินหายใจ (Lung Bag) จากปากถึงปอดเป็นชิ้นเดียว สามารถสังเกตหน้าอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีการเป่าลมที่ถูกต้อง ซึ่งถุงปอดเทียมสามารถเปลี่ยนถอดได้ง่าย
3. ใช้ในการฝึกปฏิบัติการกดนวดหน้าอก โดยหุ่นได้กำหนดความลึกของการกดนวดหน้าอกเมื่อถึงระดับ 1.5 นิ้ว – 2 นิ้ว จะมีเสียง “คลิก”
4. มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกซึ่งติดตั้งไว้ที่หัวไหล่ด้านซ้ายของหุ่นตาม Guideline AHA 2015 ดังนี้
 - 4.1 สีแดง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกต่ำกว่า 60 ครั้ง/นาที
 - 4.2 สีเหลือง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 60-80 ครั้ง/นาที
 - 4.3 สีเขียว 1 ดวง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 80-100 ครั้ง/นาที
 - 4.4 สีเขียว 2 ดวง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกมากกว่า 100-120 ครั้ง/นาที
 - 4.5 สีเขียว 2 ดวง สีเหลือง 1 ดวง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกมากกว่า 120 ครั้ง/นาที

- 5.การทำงานของมอนิเตอร์สำหรับไฟแสดงผลใส่แบตเตอรี่ขนาด 2A จำนวน 2 ก้อน
6. พกพาสะดวก น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม
7. ชุดนี้ประกอบด้วย
 - 7.1 หุ่นจำลอง 1 ตัว
 - 7.2 FACE-SHIELD LUNG BAG 10 ชิ้น
 - 7.3 กระเป๋าบรรจุหุ่น 1 ใบ
 - 7.4 ขนาดหุ่นสูง 177cm ยาว 60 cm กว้าง 33 cm.
8. ผลิตภัณฑ์และนำเข้ามาจากประเทศอเมริกา
9. รับประกัน 1 ปี
10. ผลิตภัณฑ์นี้ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์
11. มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
12. มีหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย