

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

หุ่นจำลองผู้ใหญ่ใช้ในการสอน CPR ยี่ห้อ Brayden แบบครึ่งตัว (แบบมีไฟ)



คุณลักษณะทั่วไป

1. หุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่นฝึก CPR) แบบครึ่งตัว ใช้สำหรับการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเป็นหุ่นผู้ใหญ่ขนาดใกล้เคียงคนจริงแบบครึ่งตัว ทำจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทานใช้ในการฝึกปฏิบัติ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ศีรษะของหุ่นสามารถจับเคลื่อนไหว Head tilt และ Chin lift ได้
2. สามารถถอดเปลี่ยนปอด (Artificial lung) และใบหน้า (Face Skin) ได้
3. มีตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ Sternum , Ribcage และ Sternal notch
4. สามารถบอกคุณภาพในการทำ CPR ได้ ทั้งอัตราการปั๊มและความลึก โดยจะมีไฟปรากฏเมื่อทำการปั๊มหัวใจตั้งแต่หน้าอกจนถึงศีรษะ และ/หรือ มีเสียง Clicker ในการบอกความลึกของการทำ CPR
5. เมื่อทำการปั๊มหัวใจอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง อัตราการความเร็วและความลึกถูกต้อง จะปรากฏไฟวิ่งไปทั่วหุ่นรวมถึงปรากฏที่ศีรษะ หากทำไม่ถูกต้อง ไฟจะไม่ปรากฏทั่วทั้งหุ่น
6. ตัวหุ่นที่มีไฟปรากฏ สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ จำนวน 6 ก้อน
7. ตัวหุ่นที่มีเสียง Clicker สามารถเปิด/ปิดเสียง Clicker ในการบอกความลึกของการทำ CPR ได้
8. มีกระเป๋าบรรจุหุ่น สามารถพกพาได้สะดวก



บริษัท แอลโคเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 9/144 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร: 02-8620959 อีเมล: alcotecinternational.info@gmail.com

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|---------------|
| 1. Face Skin | จำนวน 1 ชิ้น |
| 2. Artificial lung | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3. Face Shield | จำนวน 10 ชิ้น |
| 4. กระเป๋าใส่หุ่น (carry bag/training mat) | จำนวน 1 ชิ้น |
| 5. Battery | จำนวน 6 ก้อน |
| 6. คู่มือการใช้งาน | จำนวน 1 ชุด |

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายช่วงอย่างเป็นทางการ